



2-4



**m**  
**w**  
mirror magic™  
anti-fog system

## ENGLISH

### INTENDED USE

The mirror magic™ system is to be used during dental procedures to help prevent the mouth mirror from fogging as well as with debris removal.

### CAUTION/WARNINGS

The mirror magic™ system is NOT intended to be used in or around the eyes. If mirror magic™ comes in contact with your eyes, immediately flush eyes with water and contact a physician.

### Safety Data Sheet available online at:

[www.zirc.com](http://www.zirc.com)

- After application, store unused pads & solution in a dry, closed area.
- Discard any remaining anti-fog solution six months after opening.

# FRANÇAIS

**INDICATION** Le système mirror magic™ doit être utilisé au cours d'un acte dentaire, il prévient de toute formation de buée sur le miroir.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI** Le système mirror magic™ ne doit pas être utilisé en contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Fiche de sécurité disponible en ligne: [www.zirc.com](http://www.zirc.com)

- Après utilisation, conserver les patches et la solution dans un endroit sec et fermé.
- Péréemption: Jeter la solution 6 mois après l'ouverture.

# ESPAÑOL

**USO INDICADO** El sistema mirror magic™ está indicado para su uso durante los procedimientos dentales con el fin de prevenir que el espejo de boca se empañe, incluso con la eliminación de restos.

**PRECAUCIÓN/ADVERTENCIAS** El sistema mirror magic™ NO está indicado para su uso en o cerca de los ojos. En caso de que mirror magic™ entre en contacto con los ojos, se deben enjuagar inmediatamente con agua y llamar a un médico.

Ficha técnica de seguridad disponible en línea en: [www.zirc.com](http://www.zirc.com)

- Tras la aplicación, almacene la solución y las almohadillas sin usar en un lugar seco y cerrado.
- Deseche cualquier resto de solución antiempañamiento seis meses después de abrirla.

# Rx ONLY

**EN Caution:** Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dental practitioner.

**FR Attention :** Ce dispositif est limité au marché dentaire et médical

**DE Achtung:** Nur für den Gebrauch durch zahnärztliches Fachpersonal bestimmt.

**ES Precaución:** las leyes federales de Estados Unidos solo permiten la venta de este dispositivo a un odontólogo autorizado o bajo prescripción facultativa.



**ENGLISH:** Do not re-use pads to prevent cross contamination

**DUTCH:** Pads niet hergebruiken om cross contaminatie te voorkomen

**DEUTSCH:** Pads nicht wiederverwenden um Kreuzkontaminationen zu vermeiden

**FRANÇAIS:** Ne pas réutiliser le patch afin d'éviter la contamination croisée.



**EN** Read Instructions for Use

**FR** Lire les indications et précaution d'emploi

**DE** Bitte Gebrauchsanweisung beachten.

**ES** Leer las instrucciones de uso

# DEUTSCH

**Verwendungszweck:** Verhindert ein Beschlagen der Spiegeloberfläche während der Behandlung und beseitigt störende Verunreinigungen zwischendurch.

**Hinweis:** Mirror Magic sollte nicht in die Augen gelangen. Sollte es trotzdem zum Kontakt kommen, Augen sofort gründlich spülen und einen Arzt aufsuchen.

Sicherheitsdatenblatt online: [www.zirc.com](http://www.zirc.com)

- Unbenutzte Pads sowie Anti-Beschlaglösung trocken und verschlossen aufbewahren.
- Anti-Beschlaglösung sechs Monate nach dem Öffnen entsorgen.

# DUTCH

**BEHOED GEBRUIK** Het mirror magic™ systeem wordt gebruikt tijdens tandheelkundige procedures om beslaan van de mondspiegel tegen te gaan en om het verwijderen van aanslag te vergemakkelijken.

**LET OPT / WAARSCHUWING** Het mirror magic™ systeem is niet bedoeld om in en rond de ogen te gebruiken. Indien mirror magic™ in contact met de ogen komt, onmiddellijk spoelen met water en een arts consulteren.

Veiligheidsblad verkrijgbaar op: [www.zirc.com](http://www.zirc.com)

- Na applicatie ongebruikte pads en oplossing opstaan in een droge, afgesloten plaats.
- Overgebleven anti-fog oplossing zes maanden na opening weggooiden.

**Let opt:** Wetgeving beperkt de verkoop van dit materiaal aan of de bestelling ervan door een bevoegde tandhekkundige.



**EN** See Instructions for Use

**FR** Voir les visuels ci-dessus

**DE** Siehe Gebrauchsanweisung

**ES** Consultar las instrucciones de uso



Manufacturer  
Zirc Dental Products, Inc.  
Buffalo, MN 55313  
USA | +1 763-682-6636



Loser & Co. GmbH  
Benzstr. 1C. D51381  
Leverkusen, Germany  
+49-2171-706670

